# Fiche d'activité RT\_03b

# FAISCEAUX DE PHOTONS DE HAUTE ENERGIE : CAS DES PETITS FAISCEAUX

**VERSION 2** 

#### **OBJECTIFS PEDAGOGIQUES**

Au cours de ce travail, l'étudiant étudiera les petits faisceaux de photons de haute énergie de taille ≤ 3x3 cm² (avec et sans filtre égalisateur, si disponible) en analysant d'une part la variation relative de la dose absorbée et en déterminant les facteurs d'ouverture de collimateur en suivant le protocole TRS-483 de l'IAEA.

#### L'étudiant devra :

- Identifier les précautions à suivre lors de la mise en place du matériel de mesure
- Acquérir des mesures expérimentales des grandeurs dosimétriques suivantes : rendement en profondeur et/ou rapport tissu fantôme, profils et facteur d'ouverture du collimateur dans l'eau selon le protocole IAEA TRS-483
  - Analyser le choix des paramètres d'acquisition
  - Comparer les réponses de différents détecteurs
  - Evaluer les incertitudes associées

## **PRE REQUIS**

- Prendre connaissance des documents suivants
  - o Protocole IAEA TRS 483
  - Guide pratique SFPM n° 35
  - o ICRU 91
- Avoir été formé à l'utilisation des dispositifs médicaux et connaitre les dispositifs de sécurité associés.
- Avoir été formé à l'utilisation du matériel nécessaire à la réalisation des mesures.
- Connaitre et savoir utiliser les différents dispositifs de traitement utilisés.

# **MATERIEL NECESSAIRE**

L'étudiant devra avoir accès à l'ensemble du matériel requis pour réaliser ce travail.

- Explorateur de faisceaux et logiciel associé
- Détecteurs adaptés à la mesure de petits faisceaux de photons de haute énergie : chambres d'ionisation de petites dimensions, diodes, diamant, films,...

### **MOYENS D'EVALUATION**

Pratique : savoir réaliser en autonomie l'ensemble des tests.

Rapport : la validation s'appuiera sur la réalisation d'un rapport, sur son analyse critique et comprendra

- o une synthèse des mesures réalisées en insistant plus particulièrement sur l'influence du choix du détecteur
- o une présentation claire de la détermination des facteurs d'ouverture de collimateur.

Le rapport devra faire une dizaine de pages au maximum de manière à respecter le plan suivant : Introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion et conclusion.

Outil d'évaluation : l'étudiant devra démontrer sa capacité à :

Appliquer les procédures d'utilisation et de mise en place du matériel de mesure, identifier le rôle de chacun des éléments et connaître les précautions à prendre						
	Non ac	cquis	En cours d'	acquisition	Acqu	ıis
	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
Date :						
Date :						
Date :						
Identifier les paramètres d'acquisition et déterminer le meilleur choix de détecteur en fonction de la grandeur dosimétrique						
	Non acquis		En cours d'acquisition		Acquis	
	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
Date :						
Date :						
Date :						
Déterminer des facteurs d'ouverture de collimateur selon le protocole IAEA TRS-483 et calculer les incertitudes associées						
	Non acquis		En cours d'acquisition		Acquis	
	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
Date :	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
Date :		Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
		Encadrant	Etudiant	Encadrant	Etudiant	Encadrant
Date :		Encadrant			Etudiant	
Date :  Date :  Commentaires :	sur cette fiche.	physicien re	férent, certifie	que		a acquis les